

Polymed Flush Syringe SS 0.9% sodium chloride (0.9% NaCl) Single sterile (SS) = Sterile Fluid Path INSTRUCTIONS FOR USE	Спринцовка Polymed Flush SS 0,9% натриев хлорид (0,9% NaCl) Единичен стерил (SS) = Стерилен флуиден път ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	Proplachovací stříkačka Polymed Flush SS 0,9% chlorid sodný (0,9% NaCl) Jedna sterilní (SS) = česta sterilní tekutiny NÁVOD K POUŽITÍ	Polymed Flush-Spritze SS 0,9% Natriumchlorid (0,9% NaCl) Einfach steril (SS) = Sterilier Flüssigkeitsspfad GEBRAUCHSANWEISUNG	Polymed Flush-sprøjte SS 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Enkelt steril (SS) = Steril vaskæbåne BRUGERVEJLEDNINGEN	Polymed Flush süstül SS 0,9% natriumchlorid (0,9% NaCl) Üksik sterilise (SS) = steriline vedeliku tee KASUTUSJUHISED	Jeringa Polymed Flush SS 0,9% cloruro de sodio (0,9% NaCl) Única estéril (SS) = Trayectoria de fluido estéril INSTRUCCIONES DE USO	Seringue Polymed Flush SS 0,9% chlorure de sodium (0,9% NaCl) Stérile simple (SS) = Chemin de fluide stérile MODE D'EMPLOI	Σύριγγα Polymed Flush SS 0,9% χλωριούχο νάτριο (0,9% NaCl) Μονό αποστειρωμένο (SS) = Αποστειρωμένη διαδρομή υγρού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	Polymed Flush štrčalka SS 0,9% natrijev klorid (0,9% NaCl) Pojedinačni steril (SS) = Put sterilne tekućine UPUTE ZA UPORABU	Polymed Flush fecskendő SS 0,9% nátrium-klorid (0,9% NaCl) Egyetlen steril (SS) = Steril folyadékút HASZNÁLATI UTÁTMUTATÓ
MATERIALS USED Polypropylene, BBR, SBR, Sodium Chloride INDICATION AND CLINICAL USE Prefilled Syringe with Saline solution is intended to be used only for flushing of indwelling vascular access devices (VADs) for maintaining patency of VAD's. CONTRAINDICATION None Known ADVERSE REACTION Adverse reactions not known when the product is indicated. DIRECTIONS FOR USE Use aseptic technique throughout the procedure. 1. Open the pack and remove syringe. 2. Visually inspect product for particulate matter and discoloration prior to use according to Warnings and Precautions. 3. Check that syringe tip cap is in place. Inspect the clarity of solution visually (Fig. 1a). 4. Depress plunger with thumb to release the stopper seal (Fig. 1b). 5. Unseal tip cap from the syringe ensuring that there is no touch contamination of the syringe luer connection (Fig. 2). 6. Push syringe plunger to expel the air. Do no re-use device if no solution is observed when expelling the air (Fig. 3). 7. Connect Polymed Flush syringe to vascular access device, taking care that there is no touch contamination of the connection (Fig. 4). 8. Push syringe plunger to flush the required volume of saline following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended to use alternate syringe. 9. After use, dispose of the syringe including any unused solution in accordance with institution's biohazardous waste policy or CDC guidelines (Fig. 6). ACTION 0.9 % Sodium Chloride solution is a sterile, aqueous solution having approximately the same osmotic pressure and concentration as extracellular fluids. It is not-irritating to tissues. It is used to flush vascular access devices in order to maintain catheter patency and to prevent clotting between premature medications or fluids. WARNINGS AND PRECAUTIONS 1. Read carefully instructions for use before using the product. 2. The product should be used only by qualified healthcare professionals. 3. Not to be used on Sterile Field. 4. Not to be used for injections as this is indicated for flushing only. 5. Check the expiration date of product before use. Do not use if product is expired. 6. Do not use if tip cap/plunger is damaged, as it indicates syringe leakage or unsuitability for use. 7. Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated. 8. Visually inspect the contents of each pre-filled syringe for presence of saline solution, clear content, particulate matter, precipitate, discoloration and leakage prior to use. Do not use if any of the aforementioned is observed. 9. Do not allow air to be trapped in fluid path. 10. Do not re-sterilize. Discard the set after single use. 11. For single use in a single patient only. Re-use of single use devices creates a potential risk for contamination. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or inflammation. Poly Medicine Limited will not be responsible for any direct incidental or consequential damages resulting from reuse of product. STORAGE AND STABILITY Prefilled Syringe with 0.9 % sodium chloride solution should be stored between 5°C and 40°C, protected from direct sunlight and freezing.	ИЗПОЛЗВАНЕ И КЛИНИЧНА ИПОТРЕБА Предназначен е за промиване на венозни достъпни разтвори, предназначена единствено за поддържане на постоянни устройства за есендрожване (VAD) и поддържане на проходимост на VAD. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма известни НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Не са известни нежелани реакции, когато продуктът е обозначен. ДИРЕКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Използвайте асептична техника по време на цялата процедура. 1. Отворете опаковката и извадете спринцовката. 2. Преди употреба, проверете датата на изтичане и прозрачността на прахови частици и изобледяване, както е посочено в раздара Предупреждения и предпазни мерки. 3. Проверете дали капачката върху на върха на спринцовката е правилно поставена. Проверете визуално дали разтворът е прозрачен. 4. Натиснете буталото с капачката, за да освободите уключието на върха (Фиг. 1б). 5. Отварете капачката от спринцовката, като се уверите, че връзката на лъер на спринцовката не е замърсена при дотир (Фиг. 2). 6. Натиснете буталото на спринцовката, за да изкарате въздуха. Не използвайте изделения, ако не се наблюдава разтвор при дотир (Фиг. 3). 7. Свържете спринцовката polymed flush към устройството following institution's policy (Fig. 5). In case of extreme plunger resistance, it is recommended to use alternate syringe. 8. После употреба, изхвърляйте спринцовката, заедно с всяко останало използвано разтвор, в съответствие с политиката на болницата за биологично опасни отпадъци или с директивите на Центъра за предотвратяване на заболявания CDC (Фиг. 6). ДЕЙСТВИЕ Натриев хлорид 0,9% е стерилна водна разтвор, който има приблизително същото осмотично налягане и концентрация на разтвор, както е в екстрацелуларните течности. Той не е дразнещ за тъканите. Използва се за промиване на устройства за съдово достъп, като например катетри, венозни достъпни разтвори и предотвратяване на контакт между лекарствата и несъвместимите течности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 1. Прочетете внимателно инструкциите за употреба. 2. Продуктът трябва да се използва само от квалифициран персонал. 3. Не използвайте върху стерилно поле. 4. Не използвайте за инжекции, тъй като това е предназначено единствено за промиване. 5. Проверете датата на изтичане на катетера на срока на употреба, прозрачността на прахови частици и изобледяване, както е посочено в инструкциите за употреба. 6. Не позволявайте въздух да бъде заварен в пътя на течността. 7. Не стерилизирайте. Изхвърляйте набора след единична употреба. 8. За единична употреба само за един пациент. 9. Повторната употреба на устройствата за единична употреба създава потенциален риск за замърсяване. Contamination and/or limited functionality of the device may lead to injury, illness or inflammation. Poly Medicine Limited will not be responsible for any direct incidental or consequential damages resulting from reuse of product. СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ Предназначен е за промиване на венозни достъпни разтвори с 0,9% разтвор на натриев хлорид трябва да се съхранява на температура между 5°C и 40°C, защитена от пряка слънчева светлина и от замръзване.	POUŽITÍ MATERIE Polypropylen, BBR, SBR, chlorid sodný INDIKACE A KLINICKÉ POUŽITÍ Proplachovací stříkačka předplněná fyziologickým roztokem je určena výhradně k proplachování zavedených cévních přístupů (VAD) po určený jejich prodloužení a udržení jejich průchodnosti. KONTRAINDIKACE Nejsoú známy NEŽADOUČÍ ÚČINKY Nejsou známy nežádoucí účinky, je-li výrobek indikován. NÁVOD K POUŽITÍ Ačkoliv se jedná o aseptický nástroj, doporučuje se používat aseptickou techniku. 1. Otevřete balení a vyjměte proplachovací stříkačku. 2. Před použitím vizuálně zkontrolujte a ověřte, zda na něm není přítomen jakýmkoli prášek nebo zda nedošlo ke změně barvy, v souladu s oddílem Upozornění a Bezpečnostní opatření. 3. Zkontrolujte, zda je tip krytá stříkačky správně nasazená. 4. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obr. 1a). 5. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obr. 1b). 6. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obr. 2). 7. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obr. 4). 8. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 9. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obr. 6). PŮSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně veškerého nezbytného roztoku v souladu s nemocničním protokolem pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu nebo se směrnicemi CDC (obrázky 6). POSOBNÍ 0,9% chlorid sodný je sterilní vodní roztok, který má přibližně stejný osmotický tlak a koncentraci jako extracelulární tekutiny. Je neiritační pro tkáně. Používá se k proplachování zavedených cévních přístupů k udržení průchodnosti katétru a k zabránění kontaktu mezi nekompatibilními tekutinami. VAROVÁNÍ A PŘEDPÁNÍ MĚRKY 1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. 2. Produkt smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. 3. Nepoužívejte ve sterilním poli. 4. Nepoužívejte jako injekce, protože výrobek je určen výhradně k proplachování. 5. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti výrobku. 6. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 7. Nepoužívejte, pokud je tip krytá stříkačky správně nasazená. 8. Vizuálně zkontrolujte, zda je roztok čistý (obrázky 1a). 9. Stlačením pístu s nasazeným krytem uvolníte bezpečnostní zapečetění (obrázky 1b). 10. Otvářejte kapátek od spřínkovky, abyste ji neznečistili při dýření (obrázky 2). 11. Připojte stříkačku polymed flush k zařízení po ověření přístupu a dýření stoper, abyste spojili při kontaktu nekontaminovanou (obrázky 4). 12. Stlačením pístu stříkačky, abyste flush požadovaný objem roztoku, je-li odpor pístu příliš velký, doporučujeme použít alternativní stříkačku. 13. Po použití zlikvidujte stříkačku včetně ve								

[illegible]